

细菌内毒素检查用水 说明书

版本：A/0

仅供研究用

湖州申科生物技术股份有限公司

■ 产品简介

本品是采用纯化水再经多效蒸馏精制而成，无菌无热原，同时可确保细菌内毒素试验无干扰；适用于国内外不同生产厂商的鲎试剂产品，可避免同类厂家因水的生产工艺差异引起的实验结果偏差；本品是《中华人民共和国药典》实施内毒素检查法的优质用水。

■ 预期用途

1. 用作鲎试剂复溶。
2. 用作细菌内毒素标准品或内毒素标示品的溶解与稀释。
3. 用作细菌内毒素检查样品（供试品）的溶解和稀释。

该试剂盒仅供研究使用，不可用于诊断。

■ 包装规格及货号

8 mL/支，10 支/盒 货号：NND072

100 mL/瓶 货号：NND073

250 mL/瓶 货号：NND074

500 mL/瓶 货号：NND075

■ 储存条件及有效期

密闭，常温贮存，规定储存条件下 24 个月，具体详见试剂盒标签。

■ 注意事项

本品仅用于内毒素检测试剂，不允许用于任何人体注射。

生效日期：2024 年 03 月 22 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话：400-878-2189